

SLK Luna Mover

Motorisierter Fahrwagen



Motorisierter Fahrwagen



Installationsbeispiel

Fakten

- max. Patientengewicht je nach Liftermodell:
200 kg oder 275 kg
- abnehmbarer Deckenlift
- nahezu überall installierbar
- moderate Laufgeschwindigkeit
- einfache Bedienung mit verschiedenen Bügeln
- besonders platzsparend und geeignet für enge Räume
- Sicherheitssystem: Handbedienug bei Defekt oder Stromausfall
- Patientenkomfort: Der SLK Luna Mover funktioniert im Tipp-Betrieb, das heißt: Er stoppt sofort, wenn die Handbedienug nicht mehr betätigt oder ganz losgelassen wird

Liftergurte

- SLK Liftergurte
- SLK Walking Gurt

Garantie

- Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien