

VICAIR®**ADJUSTER 02**

senectovia®

DAS OPTIMALE KISSEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER MIT KÖRPERASYMMETRIE

- ▶ Minimiert Gleit- und Scherkräfte
- ▶ Individuelle Lösung für Asymmetrie, selbst bei extremen Ausformungen
- ▶ Optimale Anpassung an die Körperkonturen für eine gleichmässige Druckverteilung



Folgt den Körperkonturen für eine gleichmässige Verteilung des Drucks | stützt den Bereich um das Sitzbein | stabilisiert Beckenschiefstände



Oberschenkelauflage ganz einfach individuell anpassbar

"Becken-Stopp" verhindert das Verrutschen nach vorne | wandelt Scherkräfte in normale Kräfte um

Sie suchen nach dem perfekten Rollstuhlkissen für Personen mit Körperasymmetrien oder Amputationen? Dann ist das Adjuster 02 die Lösung für Sie. Das Kissen behebt kleinere Schieflagen von selbst. Und bei stärkeren Asymmetrien lässt es sich ganz einfach individuell einstellen. Wenn sich der Benutzer auf das Kissen setzt, wird der Druck gleichmässig verteilt und die Rutschbewegung nach vorne begrenzt. Das Vicair Adjuster 02 Kissen ist stets eine sichere Wahl, wenn Sie ein hohes Mass an Komfort, Hautschutz und Stabilität wünschen. vicair.com/adjuster-o2

TECHNISCHE ANGABEN

Höhe	6 und 10 cm
Durchschnittliches Gewicht	725 g
Max. Belastung	250 kg

100 % NIEDERLÄNDISCHES
PRODUKT

www.vicair.com

070071-1_FR-DE-REV08/2018


plachko
partner
Beratung - mobilität - schulung

VICAIR®**ADJUSTER 02**

senectovia®

LE COUSSIN IDÉAL POUR LES UTILISATEURS DE FAUTEUILS ROULANTS PRÉSENTANT UNE ASYMÉTRIE DU CORPS

- ▶ Minimise les forces de glissement et de cisaillement
- ▶ Solution personnalisée pour les asymétries, même les extrêmes
- ▶ Ajustement optimal aux contours du corps pour une répartition égale des pressions



Suit les contours du corps pour une répartition égale des pressions | soutien de la zone ischio-coccyx | gestion de l'asymétrie pelvienne



Support de cuisse facilement réglable individuellement

La barre pré-ischiatique empêche le glissement vers l'avant | convertit le cisaillement en des forces normales

Vous cherchez un coussin d'assise efficace adapté à des personnes ayant des asymétries corporelles ou des amputations ? L'Adjuster 02 est la solution ! Le coussin gère automatiquement les petites obliquités. En cas d'asymétrie plus importante, il est facilement réglable individuellement. Lorsque l'utilisateur du fauteuil roulant s'assoit sur le coussin, les pressions s'égalisent et le glissement vers l'avant est limité. Le Vicair Adjuster 02 est toujours un choix judicieux lorsque vous recherchez un niveau élevé de confort, de protection de la peau et de stabilité. vicair.com/adjuster-02

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HAUTEUR
POIDS MOYEN
POIDS MAXI DE L'UTILISATEUR

6 ET 10 CM
725 GRAMMES
250 KG

 100 % PRODUIT
DES PAYS-BAS

www.vicair.com

070071-1_FR-DE-REV08/2018

plachko
partner
Beratung - mobilität - schulung