



Züm-AP / SP

Klappbare mobile
Duschtoilettenstühle

Das einzigartige Kreuzstreben-Design des Züm sorgt für eine bessere Ausrichtung der Toilette und eine höhere Rahmensteifigkeit. Zwei Modelle verfügbar: Züm-AP (Begleitperson mit Antrieb) und Züm-SP (Selbstfahrer) Konfigurationen.



senectovia®

razdesigninc.com



senectovia®

senectovia medizinaltechnik ag

In der Luberzen 1 · CH-8902 Urdorf · Tel. 044 735 35 45 · Fax 044 735 35 40
info@senectovia.ch · www.senectovia.ch

FEATURES

- **Einziger Klapprahmen** - Die flache Querstrebe ist so geformt, dass sie um die Toilette herum passt, Ermöglicht eine bessere Positionierung der Sitzöffnung nach hinten über der Schüssel

- **Leichter Aluminiumrahmen** erleichtert den Transport

- **Abnehmbare Rückenlehne** zum leichteren Transport

- 17" (43 cm) Rückenhöhe mit geformter Vinyl-Rückenlehne

- Kompatibel mit allen Raz-Sitzen in Standardbreite, die das exklusive IPAS umfassen

- Hochklappbare Arme mit optionalen Schlössern



Züm-SP:

- 22" (56 cm) oder 24" (61 cm) Räder
- 7,5 cm (3") Vorder-/Hinterrad-Masseschwerpunktverstellung

SPEZIFIKATIONEN	Züm-AP	Züm-SP
GEWICHTSKAPAZITÄT	350 Pfund (160 kg)	350 Pfund (160 kg)
GESAMTBREITE - Rahmen offen	23,25" (59 cm)	25,25" (64 cm)
- Rahmen gefaltet	11" (28 cm)	13" (33 cm)
- Rahmen gefaltet	7,5" (19 cm) - (Rückwand entfernt)	7,5" (19 cm) (Rückwand und Räder entfernt)
GESAMTLÄNGE	34" (86 cm)	40" (102 cm) mit 22" (56 cm) Rädern
- mit Standard-Fußstützen		41" (104 cm) mit 24" (61 cm) Rädern
- für SP, Hinterräder in Mittelstellung		
BREITE DES SITZES	18" (46 cm)	18" (46 cm)
LICHTE HÖHE UNTER DEM SITZ		
- mit Pfannenhalterungen	17,25" (43 cm)	17,25" (43 cm)
- ohne Schalenhalterungen	17,75" (45 cm)	17,75" (45 cm)
HÖHE DER ARMLEHNE ÜBER DEM SITZ	8" (20 cm) ²	8" (20 cm) ²
SITZ-BODEN-HÖHE	21,5" (55 cm) ²	21,5" (55 cm) ²
PRODUKTGEWICHT	20 kg (44 lbs)	57 lbs (26 kg)
RAHMENMATERIALIEN		
- Grundrahmen	Aluminium ³	Aluminium ³
- Rückenrahmen und Fußstützen	Rostfreier Stahl ³	Rostfreier Stahl ³
- Hardware	Rostfreier Stahl ³	Rostfreier Stahl ³
¹	Das Ischial Pelvic Alignment System (IPAS) ermöglicht eine Einstellung der Sitztiefe um 5 cm nach vorne und hinten	
²	Messungen mit standardmäßig geformtem Sitz und standardmäßigen Armauflagen	
³	Lebenslange Garantie gegen Korrosion	

Eine 2-jährige beschränkte Garantie deckt den Rahmen gegen Herstellungsfehler ab. Eine 1-jährige beschränkte Garantie deckt alle anderen Komponenten ab, vorbehaltlich normaler Abnutzung und Verschleiß. Spezifikationen und Optionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.